



Поставка медицинского оборудования
и расходных материалов



АКСЕССУАРЫ

К ПРИКРОВАТНЫМ МОНИТОРАМ,
НАРКОЗНЫМ АППАРАТАМ И ИВЛ



О компании

С 1999 года Группа Компаний «Актимед Плюс» обеспечивает контракты с государственными и частными лечебно-профилактическими учреждениями медицинским оборудованием и расходными материалами.

50+
сотрудников

4
офиса
Самара
Москва
Челябинск
Санкт-Петербург

50 000+
ассортимент

20+
официальных
партнеров

Мы поставляем **качественную продукцию** за минимальные для заказчика деньги.

За последние 20 лет мы оснастили более **700 больниц** и частных клиник по всей России и в странах ближнего зарубежья, поставив более **13 000 000 единиц оборудования** и расходных материалов.

О каталоге

Данный каталог предназначен для кардиологов, анестезиологов, реаниматологов и включает в себя часто используемые аксессуары к мониторам пациентов и кардиографам от производителей UNIMED и ENVITEC.




Если вы не нашли в каталоге то, что нужно именно Вам – отправьте запрос на почту sales@aktimed.ru, и мы обязательно что-нибудь для вас подберем!

Содержание

1. Пульсоксиметрические датчики и удлинительные кабели	4
Типы многоцветных датчиков	5
Коннекторы	6
2. Манжеты НИАД	7
Многоцветные манжеты НИАД	8
Одноразовые неонатальные манжеты НИАД	9
Воздушные шланги НИАД	10
3. ЭКГ кабели и отведения для мониторинга	11
Кабели ЭКГ для кардиографов	12
4. Температурные датчики	13
5. Датчики кислорода и потока	14
Датчики кислорода	15
Датчики потока	15

Документы качества



Продукция соответствует стандартам:
ANSI/AAMI EC53-1998(R)2001
EN 60601-1:1990
ISO10993-5:2003E



1. Пульсоксиметрические датчики и удлинительные кабели

Совместимость

Nellcor	Spacelabs	Datascope
Ohmeda	Novamatrix	Datex
Philips	Criticare	Nihon Kohden
Marquette	BCI	Palco

и т. д.

Технические характеристики

Разъем датчика

Нейлоновый адаптер с позолоченными контактами

Светодиодный и фото детекторы

660 нм / 905 нм / 940 нм пластиковая или керамическая рамка для светодиодного, 4 мм или 8 мм пластиковая рамка для фото детектора

Материал и цвет кабеля

TPU Jacket; светло-серый, ярко-синий и желтый

Длина и диаметр кабеля

1,1 м / 1,5 м / 3,0 м, Ø 4 мм или Ø 2,5 мм / двухпроводной

Материал датчика

ABS (клипса); силикон (soft-тип и универсальный)

Типы многоразовых датчиков



U400

Клипса взрослая

Вес пациента: +40 кг
Доп. информация:
серый



U800

Универсальный

Вес пациента:
все пациенты
Доп. информация:
различные варианты
исполнения



U100

Клипса педиатрическая

Вес пациента: 15-40 кг
Доп. информация:
серый



U900

Ушная клипса взрослая

Вес пациента: +40 кг



U400S

Силиконовый взрослый

Вес пациента: +40 кг
Доп. информация:
синий



U600

Взрослый / неонаталь- ный силиконовый оборачиваемый

Вес пациента: более
40 кг или менее 3 кг
Доп. информация:
серый двухпроводной



U100S

Силиконовый педиатрический

Вес пациента: 15-40 кг
Доп. информация:
серый двухпроводной



U600B

Педиатрический / детский силиконовый оборачиваемый

Вес пациента: 15-40 кг
Доп. информация:
серый двухпроводной



U200S

Силиконовый детский

Вес пациента: 3-15 кг
Доп. информация:
серый двухпроводной



U200S

Универсальный

Вес пациента: любой
Доп. информация:
с разделенными сенсо-
рами; используется
с пластырем DPT



U300

Неонатальный силиконовый с застежкой

Вес пациента: 1-3кг
Доп. информация:
серый двухпроводной



U800V

Налобный

Вес пациента: Взрослый

Коннекторы

Criticare



Длина	Наименование	Артикул	Оригинальный номер
3 м	Взрослый (>40 кг), тип «клипса»	U410-75	934-10DN, 975AD-10, 1563-10D, 975PD-10
	Неонатальный (<3 кг), с застежкой	U310-75	
	Универсальный (>1 кг), У-образный	U810-75	
	Универсальный (>1 кг), У-образный	U810-05	

Datex Ohmeda / GE



Длина	Наименование	Артикул	Оригинальный номер
3 м	Взрослый (>40 кг), тип «клипса»	U410-121	TS-E2-GE, TS-E4-GE, TS-F2-GE, TS-F4-GE, TS-SA4-GE, TS-SP3-GE
	Неонатальный (<3 кг), с застежкой	U310-121	
	Универсальный (>1 кг), У-образный	U810-121	

Draeger / Siemens



Длина	Наименование	Артикул
3 м	Взрослый (>40 кг), тип «клипса»	U410-23
	Неонатальный (<3 кг), с застежкой	U310-23
	Универсальный (>1 кг), У-образный	U810-23

Mindray



Длина	Наименование	Артикул	Оригинальный номер
3 м	Взрослый (>40 кг), тип «клипса»	U410-29	0600-00-0094, 0600-00-0093
	Неонатальный (<3 кг), с застежкой	U310-29	
	Универсальный (>1 кг), У-образный	U810-29	

Nihon Kohden




Длина	Наименование	Артикул	Оригинальный номер
1,5 м	Взрослый (>40 кг), тип «клипса»	U405-16	TL-210T, P225F, TL-220T
	Неонатальный (<3 кг), с застежкой	U305-16	
	Универсальный (>1 кг), У-образный	U805-16	

Philips



Длина	Наименование	Артикул	Оригинальный номер
3 м	Взрослый (>40 кг), тип «клипса»	U410-91	M1191AL, M1191BL
	Неонатальный (<3 кг), с застежкой	U310-91	
	Универсальный (>1 кг), У-образный	U810-91	



Comen	Biolight
Тритон	Митар
Bionet	Dixon

Технические характеристики

Большой взрослый, Взрослый, Маленький взрослый,
Педиатрический, Детский, Неонатальный, На бедро

Нейлон, нетканый материал

Многоразовые манжеты НИАД



Техническое описание

Нейлоновая манжета с 50 см трубкой.

Выбор из 14 типов манжет для различных размеров пациентов. Отличаются цветом трубок.

Разнообразие коннекторов, которые подходят большинству прикроватных мониторов.

Удобны в использовании и чистке.

Не содержит латекс.



Размер пациента	Размер конечности	Артикул (однотрубные)	Артикул (двухтрубные)	Цветовая маркировка
Большой взрослый	33-47 см	U1869S	U1869D	Фиолетовый
Взрослый	25-35 см	U1880S	U1880D	Серый
Маленький взрослый	20-28 см	U1885S	U1885D	Голубой
Педиатрический	18-26 см	U1881S	U1881D	Зеленый
Детский	10-19 см	U1882S	U1882D	Оранжевый
Неонатальный	6-11 см	U1883S	U1883D	Светло-синий
На бедро	46-66 см	U1884S	U1884D	Коричневый

Одноразовые неонатальные манжеты НИАД



Техническое описание

Нетканый материал для максимального удобства пациента.

Одно- и двухтрубные манжеты с трубкой 50 см.

Выбор из 14 типов манжет для различных размеров пациентов.

Разнообразие коннекторов, которые подходят большинству прикроватных мониторов.

Цвета печати на манжетах определяют их размер.

Не содержит латекс.



Размер №	Размер конечности	Цветовая маркировка	Артикул (однотрубные)	Коннектор	Артикул (двухтрубные)	Коннектор
1	3-6 см	Оранжевый	U1681S-10		U1681D-10	
2	4-8 см	Красный	U1682S-10		U1682D-10	
3	6-11 см	Зеленый	U1683S-10		U1683D-10	
4	7-13 см	Синий	U1684S-10		U1684D-10	
5	8-15 см	Коричневый	U1685S-10		U1685D-10	

Воздушные шланги НИАД



Оригинальный производитель и модели	Размер пациента	Коннектор к монитору	Коннектор к манжете	Длина шланга	Артикул	Артикул производителя
Philips Все модели кроме A1/A3	Взрослый / педиатрический			1,5 м 3,0 м	HS15-16-15 HS30-16-15	M1599B M1598B
Philips A1/A3 Nellcor, Siemens, Datascope, Mindray	Взрослый / педиатрический			3,0 м	HS30-15-15	M3918A (Philips)
GE-Datex AS/3, CS/3, S/5, Cardiacap S/II, Light	Взрослый / педиатрический			1,8 м 3,0 м 6,0 м	HD18-22-17/18 HD30-22-17/18 HD60-22-17/18	895732 877235 879739
GE-Marquette Dash, Eagle, Solar	Взрослый / педиатрический			3,6 м	HD36-24-17	414873-001
Nihon Kohden, BSM/PVB	Взрослый / педиатрический			1,5 м 3,5 м	HD15-30-18 HD35-30-18	YN-900P YN-901P
Drager/Siemens SC6000-7000/ 8000/9000 Infinity	Взрослый / педиатрический			3,7 м	HS37-40-15	MP00953 (1275 275 EH50u)



3. ЭКГ кабели и отведения для мониторинга

Совместимость

Большинство существующих на рынке торговых марок оборудования

Технические характеристики

Материал кабеля


TPU оболочка, светло-серый

Длина кабеля


от 0,9 м до 3,2 м

Разъем кабеля

Нейлоновый разъем и позолоченные контакты



Кабели ЭКГ для кардиографов



Единый ЭКГ кабель
с отведением

ЭКГ кабель
без отведений

ЭКГ
отведения






4. Температурные датчики

Совместимость

Большинство существующих на рынке торговых марок оборудования

Типы коннекторов





5. Датчики кислорода и потока

Совместимость

Датчики кислорода для аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных аппаратов подходят ко всем существующим на Российском рынке моделям.

Наши датчики отличного качества и имеют долгий срок службы.

Датчики кислорода

Артикул	Изображение	Соответствие	Коннектор	Время отклика
OOM201		Draeger Cells (6800645, 6803290) Drager Instruments (Babylog8000)	Контактные кольца с золотым покрытием	< 12 с
OOM202		Puritan Bennett 740, 760, 840 Avea, Visys iVent Bellavista Zisline MB200 Hamilton Arabella	3-pin Molex с золотым покрытием	< 12 с
OOM110		Analytical Industries (PSR-11-915-4) GE-Datex-Ohmeda Cells (6050-004-110) FGE-Datex-Ohmeda Instrum (S-5, Aespire/Avance, Airsys, Aestiva) Maxtec (MAX-10) Nuova (E-15/4)	Modular jack 6P4C	< 12 с
OOM102		Analytical Industries (PSR-11-915-4) City Technologies (MOX-1) Hamilton Instruments (Galileo, Raphael, Arabella) Nuova (E-17/A2) Infans Flow	3-pin Molex	< 12 с
OOM103-1		City Technologies (MOX-2) Maxtec (MAX-7) Viamed (R-26Med) Mindray WATO EX-65 Neumovent Graph Delta Libra Neptune Saturn Evo	3,5 мм Mono jack	< 12 с

Датчики потока

SPIRO H+



Совместим с аппаратами ИВЛ фирмы Hamilton:
Galileo, Amadeus, Veolar, Raphael, G5;
MS Westfalia GmbH: BellaVista.

SPIRO A+



Совместим с аппаратами ИВЛ фирмы Draeger:
Primus, Fabius, Savina;
NewPort E360 (Ньюпорт E360).



Офис в г. Санкт-Петербург:
пр. Раевского, д. 14, к. 2, оф. 8-Н
+7 (812) 703-50-71

Офис в г. Москва:
ул. Старая Басманная, д. 16/1Б, стр. 6
+7 (495) 231-40-00

8 800 201-20-33 (звонок бесплатный)

www.aktimed.ru
www.spo2med.ru